

LYZ-70CS-CI 二氧化碳叠加摇床

结构特点

- 7寸触摸控制面板直观易操作，无需培训，就可轻易控制某个参数的开关及改变其参数值；
- 可以设置多段式程序，设置不同温度、转速、气体浓度、时间等培养参数，程序之间自动无缝切换；可以随时查看培养过程的任意参数、历史数据曲线；
- 完美的外观，监视界面显示温度、转速和气体浓度。按键上每个功能都有不同的颜色分配，可让您操作更简便；
- 可设置解屏操控密码，为公共实验室的用户提供了实验安全保障，避免在进行的实验被误操作而停止；
- CO₂采用进口红外传感器，用于控制培养箱内CO₂浓度，控制精度高；
- 三层叠加式组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；
- 偏心驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；
- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。
- 流线型外观，不仅美观大方，而且方便清洁，不容易滋生细菌；内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑；
- 设有观察窗，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
- 每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层，二层或三层；
- 人性化设计，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门；摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；
- 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。
- 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；
- 培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内部培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好；
- 人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷；
- 具有紫外线灭菌功能；
- 装有漏电保护器；
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）。
- 具有USB接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。



技术参数

产品型号	LYZ-70CS-CI
旋转频率 (rpm)	60-280
频率精度 (rpm)	±1

上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路66号海尔智谷15号1楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：www.longyuesh.com

摆振幅度 (mm)	Φ 28
最大容量	单层 250ml × 20 或 500ml × 12 或 1000ml × 9 或 2000ml × 5
托盘尺寸 (cm)	单层 47.5 × 46.5
定时范围 (min)	1-9999
温控范围 (°C)	4-60 (环境温度要求 25°C)
温控精度 (°C)	± 0.1 (恒温状态)
温度均匀度 (°C)	± 1
CO2 浓度控制范围	0~20%进口红外线传感器 CO2 控制精度 ± 0.1%
托盘数量	1 块 (单层)
外型尺寸 (cm) W×D×H	97.5 × 79.5 × 189 (三层)
功率 (W)	2000 (三层)
电源	AC220V ± 10% 50HZ

上海龙跃仪器设备有限公司

地址: 上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: www.longyuesh.com